










Reinigungsbürsten und Handgriffe

HRT-Nr.	Leco®-Nr.	Produktbeschreibung
350-005	501-082	Reinigungsbürste
350-007		Reinigungsbürste für Staubfallen weich
350-015	780-293/ 775-416/ 188-012	Reinigungsbürste, klein TC-136/TN-14 
350-018	604-271/ 604-518	Reinigungsbürste SS für CS-44
350-020	761-383	Handgriff Reinigungsbürste HRT 350-015
350-025	762-823	Handgriff Reinigungsbürste HRT350-035
350-030	773-561	Reinigungsbürste CS-144/244 
350-035	762-697/823	Reinigungsbürste groß
350-040	774-652	Reinigungsbürste TC-136, TN-114, RO-116
350-045		Handgriff für Reinigungsbürste HRT 350-040
350-050	774-649	Reinigungsbürste mit Griff für TC-136, TN-114, RO-116
350-055	782-877	Reinigungsbürste für Elektrode
350-060	782-918	Griff für Reinigungsbürste HRT 350-055
350-063	604-163	Reinigungsbürste, rund
350-065	782-938	Reinigungsbürste für TC-414/436, TC-416 
350-070	782-942	Griff für Reinigungs- bürste HRT 350-065 
350-075	783-301	Reinigungsbürste obere Elektrode f. EF-400/ EF-500-Elektroden 
350-080	783-302	Reinigungsbürste untere Elektrode für EF-400/ EF-500 Elektroden, Ø 21mm 
350-085	783-302	Griff f. Reinigungsbürste obere Elektrode HRT 350-080
350-090	775-859	Reinigungsbürste aus Draht SC32/132 
350-095	773-314	Reinigungsbürste für CS-444
350-100	601-981	Reinigungsbürste (Side Arm) für FP-Geräte
350-105	502-005	Pipettenbürste
350-110	502-007	Rohrreiniger, FP428, 8 mm x 1,219 m
350-234	501-234	Probenfeile 
350-271	604-271	Bürste SS für CS-444
350-735	610-735	Bürste SS, grob

Ersatzteile

HRT-Nr.	Leco®-Nr.	Produktbeschreibung
370-005	501-110	Silikonschlauch 3/8" Durchm., L 19" = 50 cm
370-010	776-095	Silikonschlauch 19"
370-020	537-103/ 761-191	PE-Kunststoffschlauch, Innendurchmesser ¼" per feet
380-005	501-241	Silikonfett, 100 g
380-015	768-980	Balston Filter, Wirkungsgrad $\mu = 99,9\%$
380-016		Klemmkupplung für Balston-Filter
380-020	501-013	Filtertuch für WR-12
380-030	760-193	Metallsieb
380-031	763-261	Filterpapier, Pack. à 100 St., Außendurchmesser 0,510"
380-040	772-005	Papierrollen für RH-2, RH-3
380-050	770-764	Druckerpapier, 50 g holzfrei, 88 mm breit, je Rolle 50 m Länge

380-055	770-778	Farbband (schwarz/rot)	
380-056	780-928	Farbband, schwarz	
380-057	601-484	Farbband	
380-060	769-899	Molybdän-Gewindestab für RH-2	
380-065	774-691	Elektrode Tip für TC-136	
380-066		Elektrode Tip für Kelchtiiegel	
380-067	782-721	Elektrode Tip f. HT-Tiegel	
380-069	772-906	Teflonring für Verbrennungsrohr	
380-070	772-906	Teflonring	
380-071	771-440	Untere Dichtung (Teflon) für RH-2	
380-072	771-439	Obere Dichtung (Teflon) für RH-2	
380-381	772-381	Reinigungsdraht f. Lanze CS-Analysatoren	
380-080	773-311	SST-Filter für CS-125/ CS-144-244	
380-081	778-596	SST-Filter für CS-400-Serie, Filtersieb für Staubfalle	
380-085	776-234	Filterpatrone / Einsatz für Staub- filter (Luftfilter) für CS-Geräte	
380-086	782-880	Vakuumfilter für CS-444, IR-432/412	
380-090	775-306	Zweiter Filter für CS-125/144/243 mit „O“-Ring 320-095 (772-520)	
380-095	780-927	Druckerpapier (Rolle), B 4 1/2" x Durchmes- ser 3" x Lochdurchmesser 1/2"	
380-096	601-483	Druckerpapier 91/2" x 11", 600 Blatt	
380-097	781-883	Tintenstrahl-Druckerpapier, 500 Blatt	
380-100	616-529	Perfluorinated Grease Fomblin, 100 g	
380-105	765-933	Kühlmittelflüssigkeit, 16 oz.	
380-120	175-573	Tear Off Blade	
380-121	175-674	Tear Off Blade Spring	
380-140	773-140	Innerer Metallfilter für Ofen 763er-Serie, mit „O“-Ring 320-090 (773-320)	
380-155	776-922	Shield and Collar	
380-150	194-060	Hex Jam Nut	
380-779	770-779	Druckerkopf komplett	
200-270	760-138	Pinzette aus rostfreiem Stahl mit gerader Spitze	
200-271	761-929	Tiegelzange für Keramiktiegel	
200-275	766-053	Tiegelpinzette aus rostfreiem Stahl mit angepasster Spitze	
200-276		Tiegelzange, Stahl 18/8, doppelt gebogen mit Scherengang, auf Wunsch auch mit Platinschuhen, Länge 300 mm	

Weitere Längen liefern wir auf Anfrage.

Elektrisches Zubehör

HRT-Nr.	Leco®-Nr.	Produktbeschreibung
200-185	601-862	Ofen für FP-428 (Ersatz)
200-190	550-004	HF-Oszillatorröhre 304 TL EIMAC.
<i>Diese Röhre wird in den meisten Analysengeräten verwendet, die mit einem HF-Ofen gekoppelt sind.</i>		
200-195	771-354	HF-Oszillatorröhre, CS-46/144/244/344
200-201	771-425	Power Triode RH-2, 7.5 V
200-205		Siliciumstab Typ VE 300, 4,4 Ohm Coulomat C-mat 500, C-Ofen Si001/5, Ø 8 x 180 (60 mm)

200-210		Silitheizstab Typ VE 200 f. S-mat 500, 4,4 Ohm, Ø 8 x 200 (150 mm)
200-220		Silitheizstab Typ VE 7000, 7,4 Ohm, Coulomat, Ø 8 x 300 (75 mm)
200-221		Klemmen für VE 7000, 14ST/GR1 Silit
200-225	540-140/ 760-072	Lämpchen, 28 V
200-227		Birne 110 V / 6 W für Induktionsofen 621/623 (2 Stück)
200-240	764-544	Ofenventilator für Induktionsofen, 220 V
200-258		Feinsicherungs-Satz träge, US-Standard 0,1-10 A, sortiert; 200 Stück; auch einzeln erhältlich.
200-280	764-640	Hochspannungskondensator f. Induktions- ofen, 100 PF
200-290	764-641	Hochspannungskondensator f. Induktions- ofen, 200 PF
200-295	773-316	Lanzenrohr
200-300	566-008	Induktionsspule für Induktionsofen
200-315	781-671	Tintenstrahl-Druckerpapier
200-320	781-902	Ersatzpatrone
200-325	781-165	Solid State Relay TC-136, 240 D 45
200-330	772-747	Ventilator 115 V, 60/60 Hz / CS-244
200-331	772-992	Ventilator CS-144, 115 V
200-335	772-795	Ofenventilator CS-244, TC-136
200-340	774-570	Pumpe für SC-32/CR-12
200-345	521-186	Solid State Rectifier
200-995	763-295	Thermostat für obere Elektrode
200-260	772-456 778-494 775-722	Massendurchflussregler (Flow-Controller) für CS-, TC- und RO-Geräte; verbessert die Genauigkeit Ihres Analysators wesentlich.

Unser Service baut diese
Regler in Ihr Gerät ein.
Auch als Bausatz erhältlich.




Wir beraten Sie gern. Rufen Sie
uns einfach an: 07129/9367-0.

„O“-Ringe und Dichtungen

HRT-Nr.	Leco®-Nr.	Produktbeschreibung
300-005	156-004	Teflonzusatzdichtung für TC-36, RO-17, TN-15
320-010	501-280	„O“-Ring für Staubfalle
330-015	521-113	Silikondichtung für Verbrennungsrohre
320-025	568-016/ 760-226	„O“-Ring für Probenschleuse
320-110	578-672	„O“-Ring
330-020	589-305	Vitondichtung für 6 mm Kupferrohr
320-015	589-551	„O“-Ring für Probenschleuse
330-021	589-699	Vitondichtung für Sauerstofflanze
330-025	589-887	Düsendichtung
320-216	601-133	„O“-Ring CHN
320-206	601-442	„O“-Ring
320-207	601-504	„O“-Ring (Loading Block FP 228)
320-205	601-505	„O“-Ring für Verbrennungsrohr FP 228
320-154	601-920	„O“-Ring
320-155	601-939	„O“-Ring
320-910	603-910	„O“-Ring

320-172	604-172	„O“-Ring
320-156	605-799	„O“-Ring
320-209	605-828	„O“-Ring
320-217	605-830	„O“-Ring CHN Red/Ox Tube Top
320-040	606-310/ 611-476	„O“-Ring für äußeres Verbrennungsrohr SC-432
320-045	606-312/ 611-477/ 608-378	„O“-Ring für inneres Verbrennungsrohr SC-432
320-080	606-333	„O“-Ring für Lanzenrohr SC-432
320-009	609-114	„O“-Ring Combustion Tube, neue Version FP 428
320-008	616-138	„O“-Ring für FP 528
320-105	616-139	„O“-Ring für FP 528
320-024	760-224	„O“-Ring
320-020	760-225	„O“-Ring für Probenschleusekolben
320-025	760-226/ 585-016	„O“-Ring für Probenschleuse
330-030	760-316	Silikondichtung für Katalysatorrohr, flach
320-030	760-335	„O“-Ring für Probenschleuse
320-035	760-359	„O“-Ring für Schnellverschluss (Plunger Stem)
320-050	760-841	„O“-Ring für Schnellverschluss
320-037	761-651	„O“-Ring, 12,42 x 1,78 mm
320-161	761-918	„O“-Ring
320-055	762-057	„O“-Ring für Staubfalle
320-060	762-058	„O“-Ring für unteren Adapter
320-065	762-059	„O“-Ring für Cup Assembly
320-070	762-060	„O“-Ring für Kolben
320-075	762-357	„O“-Ring für oberen Adapter
320-211	763-379	„O“-Ring
320-976	765-976	„O“-Ring für FP-528
330-031	767-838	„O“-Ring 17,04 x 3,53 mm
320-557	766-557	„O“-Ring
320-163	768-944	„O“-Ring
320-887	771-042	„O“-Ring
320-043	771-043	„O“-Ring CS-46
320-115	771-407	„O“-Ring für RH-2
320-085	771-446	Teflondichtung RH-2
330-034	771-991	„O“-Ring 34,65 x 1,78 mm
330-033	772-269	„O“-Ring 2,9 x 2,78 mm
320-095	772-520	„O“-Ring für SC-32, CS-244/344 (Reagent Tube)
320-100	772-738	„O“-Ring, Reduktion Heater
330-035	772-910	„O“-Ring 18,72 x 2,62 mm
320-090	773-141/ 773-320	„O“-Ring
320-013	773-913	„O“-Ring
320-007	774-425	„O“-Ring (Closure Block)
320-165	774-489	„O“-Ring obere Elektrode
320-113	774-613	„O“-Ring Pinch Valve HF-400
320-006	775-312	„O“-Ring für untere Elektrode
320-313	775-313	„O“-Ring, Teflon Backup Ring
320-000	775-314	„O“-Ring Piston Block
320-167	775-677	„O“-Ring
320-004	776-284	„O“-Ring Verbrennungsrohr FP 228
320-504	776-567	„O“-Ring
320-114	778-114	„O“-Ring für Katalysatorheizung
320-214	778-116	„O“-Ring / Ballast FP-228
320-215	778-120	Neoprene Gasket Ballast FP-228
330-036	780-831	„O“-Ring Lanze CHN-1000, 17,17 x 1,78 mm Es werden jeweils 2 St. „O“-Ringe benötigt.
320-169	781-424	„O“-Ring
320-189	783-189	„O“-Ring / CHN-1000
320-897	783-897/ 783-190	„O“-Ring CHN-1000

320-180		„O“-Ring für Probenschleuse H-MAT 21
330-032		„O“-Ring 26 x 6 mm
330-038		„O“-Ring 9,2 x 2,62 mm
330-050		Silikonanschlussstück für HRT SC-832I
330-055	773-931	Teflon Connect



Außer den in diesem Katalog aufgeführten „O“-Ring~~n~~en liefern wir Ihnen nach Nennung der Maße und des Materials **jeden** beliebigen „O“-Ring. Bitte rufen Sie uns an: 07129/9367-0. Wir beraten Sie gerne.