

Zubehör und Verbrauchsmaterialien für Stickstoff- und Sauerstoffanalyse

HRT-Nr.	Leco®-Nr.	Produktbeschreibung
320-005	156-002	„O“-Ring, obere Elektrode
330-005	156-004	Teflonzusatzdichtung für TC-36, RO-17, TN-15
540-010	502-174/ 183-001	Ascarite 20-30 mesh, 500 g (Original)
200-001	204-001	Thermostat für Elektrode
540-090	501-073	Graphitpulver, reinst, 100 g
540-035	501-081	Glaswolle, 1 lb. = 454 g
540-070	501-170	Kupferoxid auf seltener Erdenbasis, 50 g
540-015	501-171	Anhydrone (Original), 8-20 mesh, 500 g
220-234	501-234	Oxygen Specimen File
380-005	501-241	Silikonfett, 100 g
540-095	501-539	Aktivkohle, 1000 g
540-042	501-608	Quarzwolle, grob, 200 g
540-160	501-621	Kupferspäne, 200 g
540-080	501-641	Metall Kupfer, 1 lb. = 454 g
310-350	502-023	Einfülltrichter für Chemikalien
550-016	502-040	Zinnkapseln, 6 x 15 mm, 100 Stück
540-036	502-177	Quarzwolle, fein, 4-8 Micron, 1 oz.
550-085A	502-344	Nickelkorbchen à 1,0 g – niedrig O ₂
550-090A	502-345	Nickelkorbchen à 1,5 g – niedrig O ₂
310-005	503-032	Glaslöffel zum Dosieren 
330-020	589-305	Vitondichtung für 6 mm Kupferrohr ¼ "
320-015	589-551	„O“-Ring für Probenschleuse
380-096	601-483	Druckerpapier 9½" x 11", 600 Blatt
380-057	601-484	Farbband für Drucker
510-010	760-034	Graphit-Tiegel, Ø 9,48 x 19,05 mm
200-072	760-072	28VDC Glühbirne
200-270	760-138	Pinzette, rostfreier Stahl mit gerader Spitze
350-005	760-144	Reinigungsbürste
380-030	760-193	Metallsieb
320-025	760-226	„O“-Ring für Probenschleuse-Head Plunger
330-030	760-316	Silikondichtung für Katalysatorrohr, flach
310-125	760-317	Chemikalienrohr, Länge: 6,64" = 169 mm
310-130	760-333	Chemikalienrohr, Länge: 8" = 202 mm
320-030	760-335	„O“-Ring-Head Top Plate
510-005	760-414	Graphit-Tiegel, Ø 14,28 x 19,05 mm
320-050	760-841	„O“-Ring Schnellverschluß
310-115	761-047	Chemikalienrohr, Länge: 3 " = 77 mm
350-015	775-416/ 760-293	Reinigungsbürste, klein
350-020	761-383	Handgriff für Reinigungsbürste 350-015
350-035	762-697	Reinigungsbürste, groß
350-025	762-823	Handgriff f. Reinigungsbürste H.R.T.-Nr. 350-035
380-031	763-261	Filterpapier, Packung à 100 Stück, 0,510 "Außendurchmesser
200-995	763-295	Thermostat für Elektrode
380-000	764-078	1 g Gewicht
380-105	765-933	Kühlmittelflüssigkeit, 16 oz.
200-275	766-053	Tiegelpinzette
380-146	766-646	Air Filter Coating
510-040	767-277	Graphit-Tiegel, Ø 14,28 x 17,27 mm
310-350	767-473	Einfülltrichter für Chemikalien
380-050	770-764	Druckerpapier, holzfrei, 50 g, Breite: 88 mm, Länge: 50 m pro Rolle
380-055	770-778	Farbband (schwarz / rot)
310-075	771-373	Chemikalienrohr, Länge: 6 " = 153 mm, Außendurchmesser: 1,25 "
320-085	771-446	„O“-Ring Teflondichtung
320-033	772-269	„O“-Ring für Probenschleuse
320-095	772-520	„O“-Ring für SC-32, CS-244/344 (Reagent Tube)
320-007	774-425	„O“-Ring Closure Block
350-050	774-649	Reinigungsbürste mit Griff für TC-136,

		TN-114, RO-116
380-065	774-691	Elektrode Tip für TC-136
510-035	775-053/ 776-247	Graphit-Tiegel 12,70 x 24,3 mm
380-090	775-306	Zweiter Filter für CS-125/144/243 mit „O“-Ring 320-095 (772-520)
320-006	775-312	„O“-Ring, untere Elektrode
320-000	775-314	„O“-Ring Piston Block
310-086	775-355	Katalysatorrohr, heizbar, 10,75 " = 273 mm
350-015	775-416	Reinigungsbürste, klein
510-015	775-431	Graphit-Tiegel (innen) für TC-136-436, RO-116-416, TN-114-414, Ø 12,7 x 16 mm
510-050	775-433	Graphit-Tiegel (außen) für TN-114/314/334/414 RO-116/316/336, RO-416, TC-136/336
310-076	775-601	Chemikalienrohr ausgebaucht, 6 " = 153 mm, Außendurchmesser: 1 "
310-230	776-279	Katalysatorrohr, 10,75 " = 273 mm
510-025	782-720	Graphit-Tiegel f. hohe Temperat., 100 St./Pack.
380-066	782-721	Elektrode Tip für Kelchtiiegel aus CuW
380-086	782-880	Vakuumfilter für CS-444
350-055	782-877	Reinigungsbürste für Elektrode
350-060	782-918	Griff für Reinigungsbürste 350-055
350-065	782-938	Reinigungsbürste für TC-414/436, C-416
350-070	782-942	Griff für Reinigungsbürste 350-065
350-075	783-301	Reinigungsbürste, untere Elektrode für TC-436, TN-414
350-080	783-302	Reinigungsbürste, obere Elektrode für TC-436, TN-414

N / O / H – Standards

Copper – Pin – Standards, 100 pieces à 1,0 g

HRT-Nr.	Leco®-Nr.	ppm O	ppm S
530-081		5 - 15	10 – 25
530-082	501-147	400 – 600	2 – 15
530-083	501-148	280-320	5 – 15

Nitrogen / Oxygen – Standards, 100 pieces

HRT- Nr. 1.0 g	Leco®- Nr.	HRT- Nr. 0,5 g	Leco®- Nr.	ppm N (Nom.)	ppm O (Nom.)
530-085		530-105		100-300	5-20
530-090		530-100	501-551	30-70	30-70
530-095	501-646/ 502-255	530-110		600-700	20-60
530-093		530-111	502-016	200-1900	20-70
530-092		530-099		50-80	100-200
530-089		530-097		70-130	30-110
530-088	501-645	530-096	501-553	150-250	50-190
530-086		530-087		300-600	20-80
530-112		530-098		25-45	9-30
500-644	501-644			64	69
O/N-5				49	1105
		530-091		000-4500	20-40
		530-113		300-350	80-110
		530-094		15-40	
		530-073		20-30	

HRT-Nr.		Produktbeschreibung	ppm N (Nom)	ppm O (Nom)
530-303		O ₂ - / N ₂ – Standard, vergoldete Kugeln à 1 g 100 Stück	78	8

Zirkonium – Pins for Nitrogen / Oxygen,

10 g per bottle

HRT - Nr.	Leco®- Nr.	ppm O	ppm N
530-085	502-047	1-10	100-200


Bergkristall


HRT-Nr.	Produktbeschreibung
531-225	Bergkristall, reinst, 25 g

C / S / N - Standard 100g - H.R.T. Nummer 530-192

C = 235 ± 7 ppm S = 32 ± 4 ppm N = 1743 ± 15 ppm

Zubehör und Verbrauchsmaterialien für Wasserstoff-Analysatoren

HRT-Nr.	Leco®-Nr.	Produktbeschreibung
330-005	156-004	Teflonzusatzdichtung für TC-36, RO-17, TN-15
540-010	502-174/ 183-001	Ascarite 20-30 mesh, 500 g (Original)
540-101S	520-174/ 183-001	LABORSORP; Körnung 0,8-1,6 mm, 500 g zur Absorption von CO ₂ , 20-30 mesh
550-015	501-059	Zinnkapseln, 5 x 13 mm, 100 Stück
550-015A		Zinnkapseln, 5 x 18 mm, 100 Stück
540-035	501-081	Glaswolle, 1 lb. = 454 g
350-005	501-082/ 760-144	Reinigungsbürste
540-070	501-170	Kupferoxid auf seltener Erdenbasis, 50 g
540-015	501-171	Anhydron (Original), 500 g
380-005	501-241	Silikonfett, 100 g
540-160	501-621	Kupferspäne, 200 g, entgast
310-350	502-023	Einfülltrichter für Chemikalien
550-016	502-040	Zinnkapseln, 6 x 15 mm, 100 Stück
310-005	503-032	Glaslöffel zum Dosieren 
330-020	589-035	Vitondichtung für 6 mm Kupferrohr ¼"
310-220	501-201	Quarzrohr für DH-103
380-096	601-483	Druckerpapier 9 ½" x 11", 600 Blatt
380-057	601-484	Farband für Drucker
310-077	603-707	Extraktionsrohr aus Quarzglas für RH-402
310-078	603-706	Ständer für RH-402
310-080	603-710	Quarziegel RH 402, 24 Stück
200-270	760-138	Pinzette aus rostfreiem Stahl m. gerader Spitze
510-085	769-569	Graphit-Deckel für RH-2, entgast, Ø 12,7 x 8,13 mm 
200-275	766-053	Tiegelpinzette, gebogen
350-005B	760-144	Reinigungsbürste, gebogen
380-030	760-193	Metallsieb
330-030	760-316	Silikondichtung für Katalysatorrohr, flach
310-125	760-317	Chemikalienrohr, Länge 6,64" = 170 mm
310-130	760-333	Chemikalienrohr, Länge 8" = 203 mm

510-005	760-414	Graphit-Tiegel, 14,28 x 19,05 mm	
310-115	761-047	Chemikalienrohr, Länge 3" = 77 mm	
310-140	761-190	Chemikalienrohr, Länge 11,75" = 298 mm	
550-030	761-739	Zinntabletten, à 0,5 g, 1 lb. = 454 g	
		<i>Werden als Flussmittel für die Wasserstoffanalyse verwendet.</i>	
550-095	761-747	Schütze Reagenz, 100 g	
		<i>Mit diesem Katalysator wird bei Raumtemperatur CO zu CO₂ verwandelt, ohne jedoch H₂ zu H₂O zu verwandeln.</i>	
200-271	761-929	Tiegelzange	
350-035	762-823	Reinigungsbürste, groß	
380-031	763-261	Filterpapier, Pckg. à 100 St., 0,510" Ø außen	
380-000	764-078	1 g Gewicht	
380-105	765-933	Kühlmittelflüssigkeit, 16 oz.	
521-331	608-339	Lanze für CHN-1000	
510-045	763-213	Graphit-Tiegel für RH-1 E, Ø 14,28 x 31,8 mm	
550-025	764-242	Zinntabletten Zuschlag, klein à 2 g, 1 lb. = 454 g	
380-146	776-646	Air Filter Coating	
380-015	768-980	Balston Filter, Wirkungsgrad µ = 99,9 %	
510-020	769-520	Graphit-Tiegel für RH-2, entgast, Ø 12,7 x 35,56 mm	
510-030	769-761	Graphit-Tiegel für RH-3 für RH-3, entgast Ø 12,7 x 61 mm	
540-135	769-821	Molekularsieb für RH-2, 25 g	
510-095	769-897	Graphitständer für RH-2 und RH-3	
310-401	774-401	Reaktionsrohr	
320-007	774-425	„O“-Ring Closure Block	
350-050	774-649	Reinigungsbürste mit Griff für TC-136, TN-114, RO-116	
380-065	774-691	Elektrode Tip für TC-136	
510-035	775-053/ 776-247	Graphit-Tiegel 12,70 x 24,3 mm	
380-090	775-306	Zweiter Filter für CS-125/144/243 mit „O“-Ring 320-095 (772-520)	
350-015	775-416	Reinigungsbürste, klein	
310-076	775-601	Chemikalienrohr ausgebaucht, 6" = 153 mm, Ø außen 1"	
310-180	772-402	Verbrennungsrohr für RH-2, dickwandig	
310-230	776-279	Katalysatorrohr, 10,75"	
510-025	782-720	Graphit-Tiegel für TC-436, Ø 12,7 x 24,5 mm	
380-066	782-721	Elektrode Tip für Kelchtiiegel aus CuW	
380-086	782-880	Vakuumpfilter für CS-444	
350-055	782-877	Reinigungsbürste für Elektrode	
350-060	782-918	Griff für Reinigungsbürste HRT-Nr. 350-055	
350-070	782-942	Griff für Reinigungsbürste HRT-Nr. 350-065	
350-075	783-301	Reinigungsbürste, untere Elektrode für TC-436, TN-414	
350-080	783-302	Reinigungsbürste, obere Elektrode für TC-436, TN-414	
200-315	781-671	Tintenstrahl-Druckerpapiere	
200-320	781-902	Ersatzpatrone	
310-338	782-338	Absorptionsglasrohr	

H₂ in Steel

HRT-Nr.	Leco®-Nr.	Produktbeschreibung	ppm H
530-302	762-747	Pin – Standard à 1,0 g, 100 pcs. per bottle	0,5 - 1,5
530-305		Pin – Standard à 1,0 g,	1,5 – 4,0

		100 pcs. per bottle	
530-307	501-529	Pin – Standard à 1,0 g, 100 pcs. per bottle	4,0 – 6,5

H₂ in Titanium, 20 g per bottle (approx. 100 discs)

HRT-Nr.	Produktbeschreibung
530-294	Standard H ₂ = 12,2 +/- 0,8 ppm, Ø 7 mm, H = 1 mm

Titanium Pins for Hydrogen, Oxygen, Nitrogen

25 g per bottle

HRT- Nr.	Proben- gewicht	ppm H	ppm N	ppm O
530-293	0,25 g	10-35	100-150	1200-1300
530-296	0,25 g	30-60	100-140	1300-1800
530-297	0,25 g	30-90	250-400	1750-2100
530-299	0,25 g	150-250	125-150	800-920

Steel Balls for HNO

50 pcs. per bottle

HRT- Nr.	Proben- gewicht	ppm H	ppm N	ppm O
530-070	1,070 g ± 0,005	2,8 ± 0,4	429 ± 10	20 ± 2,0