



**ThyssenKrupp Reference Material
Availability of actual lots**

Article	Material	% C	% S	% N
TRP 1013-2	Steel, 100 g	0,384	0,0344	0,0142
TRP 1020	Steel, 100 g	0,449	0,0332	0,0063
TRP 1038	Steel, 100 g	0,0823	0,247	-.-
TRP 1039-2	Steel, 100 g	0,0352	0,0222	0,0027
TRP 1040-4	Si – Steel 4%, 100 g	0,054	0,0016	0,0010
TRP 1041	Steel, 100 g	0,0925	0,01	-.-
TRP 1042-3	Steel, 100 g	0,079	0,0231	0,0091
TRP 1043-2	Pure Iron, 100 g	0,00018	0,00009	0,00023
TRP 1069	Steel, 100 g	0,0148	0,0129	0,0043
TRP 1070	Steel, 100 g	0,0392	0,0217	0,004